

Код формы по ОКУД \_\_\_\_\_  
Код учреждения по ОКПО \_\_\_\_\_

наименование учреждения \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Медицинская документация  
Форма № 177/у  
Утверждена Минздравом СССР  
04.10.80 г. № 1030

**А К Т**  
**судебно-химического исследования\***

На основании \_\_\_\_\_

в судебно-химическом отделении судебно-медицинской лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы экспертом-химиком \_\_\_\_\_

фамилия, и., о., специальность, стаж,

проведено исследование \_\_\_\_\_

категория, ученая степень и звание

наименование объектов

от трупа \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество умершего, возраст

с целью определения этилового спирта.

Дата наступления смерти \_\_\_\_\_

» вскрытия трупа и номер заключения (акта) \_\_\_\_\_

» поступления объектов в отделение \_\_\_\_\_

» начала исследования \_\_\_\_\_

» окончания исследования \_\_\_\_\_

Обстоятельства дела \_\_\_\_\_

Описание объектов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Составляется в двух экземплярах при производстве исследований на наличие спиртов С<sub>1</sub>-С<sub>5</sub> (этиловый спирт и его аналоги) газохроматографическим методом.

**Методика химического исследования.** Условия хроматографического разделения: хроматограф \_\_\_\_\_, колонка \_\_\_\_\_, насадка \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ % едкого натра + \_\_\_\_\_ %  
Температура колонки \_\_\_\_\_ С, инжектора - \_\_\_\_\_. Расход газа-носителя \_\_\_\_\_ л/час; детектор-катарометр; ток детектора - \_\_\_\_\_ ма.

Во флакон из-под пенициллина наливали 0,5 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты, добавляли каплю раствора 1 : 400 метилового спирта и 0,5 мл \_\_\_\_\_. После фиксации пробки к горловине флакона содержимое его тщательно взбалтывали, затем во флакон шприцом вводили 0,3 мл 30% раствора нитрита натрия и смесь тщательно взбалтывали. Шприцом отбирали из флакона 3 мл парообразной пробы и вводили ее в хроматограф - на хроматограмме идентифицировали пики: метилнитрита \_\_\_\_\_

2 мл 4% раствора \_\_\_\_\_ спирта (внутренний стандарт) смешивали с 2 мл \_\_\_\_\_, 1 мл смеси вводили во флакон из-под пенициллина, содержащий 0,5 мл раствора трихлоруксусной кислоты. После фиксации пробки к горловине флакона содержимое его тщательно перемешивали, шприцом вводили 0,3 мл раствора нитрита натрия. Смесь тщательно взбалтывали. Через минуту из флакона отбирали 3 мл парообразной пробы, которую вводили в хроматограф. При этом на хроматограмме отмечена высота пика этинилнитрита, равная \_\_\_\_\_ мм, высота пика \_\_\_\_\_ мм. По вышеописанной методике проводилось исследование \_\_\_\_\_. При этом высота пика этинилнитрита была равной \_\_\_\_\_ мм, высота пика \_\_\_\_\_ мм. Одновременно по вышеописанной методике строились калибровочные графики. При построении калибровочных графиков использовались 1, 2, 4 и 60% растворы этанола, приготовленные на дистилированной воде. Перерасчетный коэффициент по количественному определению этанола по водоспиртовой смеси составляет: для крови - 0,95, для мочи - 1,05.

При этом высота пиков этинилнитрита соответственно составила \_\_\_\_\_ мм; высота пиков \_\_\_\_\_ мм.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При судебно-химическом исследовании \_\_\_\_\_  
от трупа \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество умершего  
обнаружен этиловый спирт в концентрации \_\_\_\_\_  
  
не обнаружены: \_\_\_\_\_

Приложение: 1. Две хроматограммы на 2 листах.

2. Калибровочный график на 1 листе.

Эксперт-химик

подпись

«...» \_\_\_\_\_ 20 .. г.